

## iProphy SET COMPLETI



MODELLO: **iProphy set completo**  
 CODICE: **Y1500015**

Contenuto:  
 • Manipolo a motore di iProphy • Testina iFX57  
 • Supporto di iProphy • Adattatore CA • Beccuccio spray tipo F

### iProphy senza testina

MODELLO: **iProphy W/O**  
 CODICE: **Y1500069**

Contenuto:  
 • Manipolo a motore di iProphy  
 • Supporto di iProphy • Adattatore CA • Beccuccio spray tipo F

## iProphy TESTINE



MODELLO: **iFX57**  
 CODICE: **C1102**

• Per profilassi • Per coppette a vite  
 • Riduttore 4:1



MODELLO: **PR-F**  
 CODICE: **H209**

• Per angoli prophy monouso  
 • Riduttore 4:1



## PARTI DI RICAMBIO

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Manipolo a motore di iProphy		EA11170020
Supporto di iProphy		UA10910020
Adattatore CA		Y1500014
Pacco batteria		E1080052
Beccuccio spray tipo F		Z256090

Disinfezione termica Autoclavabile



# iProphy

MANIPOLO CORDLESS PER PROFILASSI

# Riprendi il controllo nelle tue mani.

Senza pedale di controllo, il manipolo cordless iProphy di NSK dà la massima libertà e stabilità per una lucidatura più fluida ed un migliore controllo. Porta la tua pratica clinica ad un livello avanzato migliorando le tue performance giorno dopo giorno.


**Il manipolo senza filo può essere utilizzato con facilità.**

L'assenza del cavo elimina le limitazioni posturali o di angolazione durante il trattamento, riducendo considerevolmente lo stress causato dalla procedura. Completa libertà di seguire l'operatore in qualsiasi luogo e posizione di trattamento.



**La testina ultra mini permette di avere un campo visivo senza ostacoli.**

La testina ultra mini permette di avere un campo visivo senza ostacoli. Permette di eseguire il trattamento in modo ancora più semplice e preciso.



**Semplice controllo della potenza.**

Il controllo della potenza a portata di mano. Non occorre usare i comandi a pedale, iProphy mantiene facilmente le basse velocità di rotazione, un'operazione difficile per i contrangoli standard.



**Leggero e semplice da impugnare.**

Progettato e sviluppato per offrire le più innovative caratteristiche ergonomiche. Il manipolo, semplice da impugnare e ben bilanciato, è leggero da utilizzare anche per trattamenti di lucidatura relativamente lunghi.



**Sostituzione semplice della testina.**

Sostituzione semplice della testina mediante il sistema a innesto rapido. Inoltre, l'operatività è notevolmente migliore perché la testina può essere posizionata con 6 diverse angolazioni per adattarsi in modo ottimale alla posizione richiesta per ogni procedura.



**Interfaccia utente semplice e chiara.**

L'interfaccia utente intuitiva consente di svolgere la procedura in tranquillità. I tasti di accensione/spegnimento sono grandi e semplici da premere.



**È inoltre disponibile un gran numero di impostazioni della velocità.**

Sostituendo la testina è possibile impostare molte velocità da 500 a 2.500 min<sup>-1</sup>. Il manipolo può essere utilizzato per un'ampia varietà di procedure.