

Offerte Speciali

VALIDE DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2021

DA NON PERDERE

Surgic Pro 2 **New**
Micromotore per implantologia

Osseo 100+ **New**
Dispositivo di monitoraggio
dell'osteointegrazione

Ti-Max Z Micro **New**
Turbine

... E MOLTO ALTRO!



Headquarter NSK – Kanuma, Giappone.



partnership **innovation**
precision
tomorrow quality
comfort
hospitality
smile
confidence
professionalism

Create it 

Gentile Cliente,

siamo preparati da sempre – noi e voi, insieme – alle costanti trasformazioni che il settore medicale e la professione odontoiatrica vivono, di anno in anno. Nell'ultimo anno, i cambiamenti hanno subito una accelerazione inattesa, che coinvolge tutta la società.

Per questo, ora più che mai NSK vuole darti il suo massimo supporto, con la qualità dei suoi prodotti e la forza dei valori che la nostra azienda esprime, in Italia e nel mondo: innovazione, precisione, qualità, comfort, professionalità, fiducia, collaborazione, ospitalità e futuro. Parole chiave che si incontrano nel nostro slogan aziendale, Create it.

In questo tempo di trasformazioni radicali, Create it assume un significato ancora più importante ed è al centro di un rinnovamento che coinvolge tutta l'immagine e la comunicazione NSK. Molto più di una semplice scelta estetica: piuttosto, la volontà di presentare in modo ancora più chiaro ed efficace chi siamo e la tecnologia che creiamo per favorire un reale progresso, qualunque sia la sfida che ci troviamo ad affrontare. In queste due parole, Create it, è espressa la nostra volontà di soddisfare le reali esigenze dei nostri partner commerciali e dei clienti finali, i dentisti e il loro team, con un costante processo di ricerca e sviluppo dove si incontrano innovazione, attenzione per le persone e rispetto per l'ambiente.

Auguro a voi, ai vostri collaboratori e alle vostre famiglie che il 2021 continui ad essere un anno di reale, positivo cambiamento – e che si possa finalmente tornare ad incontrarsi in importanti appuntamenti professionali in presenza, a partire dal congresso scientifico Expodental a Rimini. NSK Dental Italy è al vostro fianco.

Haruo Kubo
Managing Director
NSK Dental Italy

CONTRANGOLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE S-MAX M



MODELLO **M95L**
C.A. **C1023**

- Con Luce
- Spray Quadruplo
- **2 ANNI di Garanzia**
- Moltiplicatore 1:5
- Velocità Max: 200.000 min⁻¹

529€*
1.096€*



MODELLO **M25L**
C.A. **C1024**

- Con Luce
- Spray Singolo
- **2 ANNI di Garanzia**
- Rapporto 1:1
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

459€*
825€*



MODELLO **M95**
C.A. **C1026**

- Senza Luce
- Spray Quadruplo
- **2 ANNI di Garanzia**
- Moltiplicatore 1:5
- Velocità Max: 200.000 min⁻¹

459€*
828€*



MODELLO **M25**
C.A. **C1027**

- Senza Luce
- Spray Singolo
- **2 ANNI di Garanzia**
- Rapporto 1:1
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

339€*
622€*



MODELLO **M65**
C.A. **H1008**

- Senza luce
- Spray Singolo
- **2 ANNI di Garanzia**
- Rapporto 1:1
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

323€*
599€*

TURBINE IN ACCIAIO INOSSIDABILE S-MAX M CON LUCE

POTENZA 26W

- **Compatibile con gli attacchi maggiormente utilizzati**
- Sostituzione cartuccia in studio
- Spray Quadruplo
- Cuscinetti in ceramica
- **2 ANNI di Garanzia**

KaVo® e MULTiflex® LUX sono marchi registrati da Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.
Sirona® è un marchio registrato da Sirona Dental Systems GmbH.
W&H® è un marchio registrato da W&H Dentalwerk Burmoos GmbH.
Bien-Air® e Unifix® sono marchi registrati da Bien-Air Dental S.A.



Attacco NSK
MODELLO **M900L**
C.A. **P1254**

449€*
847€*

Allo stesso prezzo disponibile anche con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati

Attacco KaVo® Multiflex
MODELLO **M900KL** C.A. **P1258**

Attacco Sirona® LED
MODELLO **M900SL** C.A. **P1262**

Attacco W&H® Roto Quick
MODELLO **M900WL** C.A. **P1266**

Attacco Bien-Air® Unifix
MODELLO **M900BL** C.A. **P1264**

ACQUISTA DUE O PIÙ MANIPOLI DELLA SERIE S-MAX M, PER TE UN PREZZO DEDICATO. CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI.

Serie Ti-Max X

LEGGERO,
PERFORMANTE,
SILENZIOSO.

CONTRANGOLI IN TITANIO TI-MAX X

ANCORA PIÙ LEGGERI



MODELLO **X95L**
C.A. **C600**

- Con Luce
- Spray Quadruplo
- **2 ANNI di Garanzia**
- Moltiplicatore 1:5
- Velocità Max:
200.000 min⁻¹

679€*
1.388€*



MODELLO **X25L**
C.A. **C601**

- Con Luce
- Spray Singolo
- **2 ANNI di Garanzia**
- Rapporto 1:1
- Velocità Max:
40.000 min⁻¹

529€*
1.023€*



MODELLO **X95**
C.A. **C610**

- Senza Luce
- Spray Quadruplo
- **2 ANNI di Garanzia**
- Moltiplicatore 1:5
- Velocità Max:
200.000 min⁻¹

599€*
1.061€*



MODELLO **X25**
C.A. **C611**

- Senza Luce
- Spray Singolo
- **2 ANNI di Garanzia**
- Rapporto 1:1
- Velocità Max:
40.000 min⁻¹

389€*
730€*



MODELLO **X65L**
C.A. **H273**

- Con Luce
- Spray Singolo
- **2 ANNI di Garanzia**
- Rapporto 1:1
- Velocità Max:
40.000 min⁻¹

579€*
1.126€*

CORPO IN TITANIO*

Leggero e resistente. La sua leggerezza riduce l'affaticamento della mano durante gli interventi e la sua resistenza lo rende più durevole, prevenendo anche un prematuro deterioramento causato dalla sterilizzazione in autoclave. Le proprietà biocompatibili del Titanio eliminano i rischi causati da allergie ai metalli.

*Il Titanio è usato solo per le parti esterne del manipolo.

CONTRANGOLI IN TITANIO TI-MAX Z

ANCORA PIÙ LEGGERI, SILENZIOSI E CON 3 ANNI DI GARANZIA

MODELLO **Z95L**
C.A. **C1034**

889€*
1.627€*



- Con Luce
- Moltiplicatore 1:5
- **Spray Quadruplo (con funzione Doppio Spray)**
- Corpo: Titanio con trattamento DURAGRIP
- Max Velocità: 200.000 min⁻¹
- Sistema antisurriscaldamento
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in Ceramica
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Microfiltro
- **3 ANNI di Garanzia**

FUNZIONE DOPPIO SPRAY

Il getto d'aria contribuisce in modo significativo alla nebulizzazione negli strumenti dentali. I contrangoli producono molto meno aerosol rispetto alle turbine e disattivando il getto d'aria sono in grado di produrne ancora meno. Questo significa che i rischi associati si riducono notevolmente. NSK ha inventato il sistema per cambiare la modalità di erogazione dell'acqua nei manipoli. Nessun altro offre questa caratteristica in modo così comodo ed efficace. Disattivare il getto d'aria non potrebbe essere più semplice: basta ruotare un selettore.

MODELLO **Z25L**
C.A. **C1038**

609€*
1.041€*



- Con Luce
- Spray Singolo
- **3 ANNI di Garanzia**
- Rapporto 1:1
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

MODELLO **Z45L**
C.A. **C1064**

889€*
1.453€*



- Con Luce
- Moltiplicatore 1:4,2
- Spray Acqua: Spray Quadruplo (con funzione Doppio Spray)
- Corpo: Titanio con trattamento DURAGRIP
- Max Velocità: 168.000 min⁻¹
- **Testina con angolo 45°**
- Sistema antisurriscaldamento
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in Ceramica
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Microfiltro
- **3 ANNI di Garanzia**

MASSIMA VISIBILITÀ GRAZIE ALL'ANGOLO A 45° E MINORE AEROSOL COL DOPPIO SPRAY.



Il Manipolo Z45L grazie alla sua leggerezza e al suo incredibile trasferimento di Torque rende agevoli e rapide tutti i tipi di Odonto- ed Osteotomie. Queste ultime risultano precise anche con frese a gambo lungo grazie alla completa assenza di vibrazioni determinate dal rotore in grado di sopportare grossi attriti senza sforzo. La possibilità di regolare lo spray, con e senza l'aria, rendono lo strumento utilizzabile in tutte le applicazioni chirurgiche. La precisione, la leggerezza e l'efficienza di questo dispositivo rendono gli interventi più lunghi agevoli senza il sovraccarico del compartimento carpale con una sensazione ottimale per la mano anche dopo lunghe giornate di lavoro.

Dr. Riccardo D'Aquino

Serie Ti-Max Z

TURBINE IN TITANIO TI-MAX Z
ANCORA PIÙ LEGGERE, SILENZIOSE



POTENZA 26W

- **Compatibile con gli attacchi maggiormente utilizzati**
- Torque 26W (modello Z900L)
- Testina molto piccola: $\varnothing 12,5 \times h 13,1$ mm
- Velocità: 320.000~400.000 min⁻¹
- Corpo in Titanio DURAGRIP
- Spray Quadruplo
- Serraggio Push Button
- Cuscinetti in ceramica
- Microfiltro
- **2 ANNI di Garanzia**

Attacco NSK
MODELLO **Z900L**
C.A. **P1111**

698€*
1.427€*

Attacco KaVo® Multiflex
MODELLO **Z900KL** C.A. **P1113**

Attacco Sirona® LED
MODELLO **Z900SL** C.A. **P1115**

Attacco W&H® Roto Quick
MODELLO **Z900WL** C.A. **P1121**

Attacco Bien-Air® Unifix
MODELLO **Z900BL** C.A. **P1117**

718€*
1.427€*

Ti-Max Z micro

TURBINA

- Corpo in titanio con trattamento DURAGRIP resistente ai graffi
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in ceramica
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Spray quadruplo
- 3X-Power System
- Quick Stop
- Facile sostituzione della cartuccia
- **2 ANNI di Garanzia**

DIMENSIONI RIDOTTE,
PRESTAZIONI ECCELLENTI.



MODELLO **Zmicro L**
C.A. **PA2357001**

698€*
1.427€*

Attacco KaVo® Multiflex
MODELLO **Z micro KL** C.A. **PA2358**

Attacco Sirona® LED
MODELLO **Z micro SL** C.A. **PA2359**

718€*
1.427€*

Piccolo è meglio con Ti-Max Z micro. La mini testina da 9,0mm di diametro produce una potenza sorprendente di 20 watt, mentre l'angolazione a 100° assicura una facilità d'uso ottimale e massima accessibilità nei punti più difficili da raggiungere. Il sistema Clean Head impedisce il risucchio di materiale estraneo garantendo insieme al nuovo sistema Quick Stop la sicurezza del paziente. Con la sua potenza e il design compatto, Ti-Max Z micro è l'alleato ideale per chi chiede prestazioni eccellenti in un manipolo di dimensioni ridotte.

S-Max Pico

TURBINE IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON LUCE

LA TESTINA
PIÙ PICCOLA
AL MONDO

- Spray Singolo
- Design testina ergonomico
- Cuscinetti in ceramica
- **2 ANNI di Garanzia**



Attacco NSK
MODELLO **S-Max pico**
C.A. **P1140**

599€*
994€*

Attacco KaVo®
MODELLO **S-Max pico KL** C.A. **P1142**

Attacco Sirona®
MODELLO **S-Max pico SL** C.A. **P1143**

Attacco W&H®
MODELLO **S-Max pico WLED** C.A. **P1145**

Attacco Bien-Air®
MODELLO **S-Max pico BLED** C.A. **P1144**

639€*
1.070€*

Pana-Max 2

TURBINE IN ACCIAIO INOSSIDABILE
SENZA LUCE

POTENZA 20W

- Spray Singolo
- Sostituzione cartuccia in studio
- Cuscinetti in Ceramica
- Particolarmente resistente agli urti



Attacco NSK
MODELLO **Pana-Max2**
C.A. **P1211**

319€*
584€*

Attacco KaVo® MULTIflex®
MODELLO **Pana-Max2 KV**
C.A. **P1212**

319€*
626€*



Attacco diretto
MODELLO **Pana-Max2 M4**
C.A. **P1154**

265€*
466€*

Attacchi e Micromotori

MICROMOTORI

Più corto e leggero per un bilanciamento perfetto, illuminazione LED, forma ergonomica.



MOD. **M40 XS**
C.A. **E1135051**

- Con Luce

589€*
1.136€*



MOD. **M40N XS**
C.A. **E1136051**

- Senza Luce

439€*
769€*

ATTACCHI NSK

PIÙ POTENZA AL TUO STRUMENTO!



Attacco Kavo con luce
MODELLO **KCL-LED**
C.A. **P1005600**

- Corpo in acciaio inossidabile
- Rivestimento in titanio
- Valvola antiritorno
- LED integrato

289€*
561€*



Attacco rapido con luce
MODELLO **PTL-CL-LED**
C.A. **P1001600**

- Corpo in acciaio inossidabile
- Rivestimento in titanio
- Valvola antiritorno
- LED integrato

160€*
393€*

Prophy-Mate neo

SISTEMA DI SBIANCAMENTO DENTALE

Connessione rapida ai più diffusi attacchi per turbina*
Design maneggevole. Il manipolo ruota a 360°

• **1 ANNO di Garanzia**

Prophy-Mate neo
Attacco NSK
CODICE ARTICOLO **Y135029**



2° Manipolo
CODICE ARTICOLO **T797010**



FLASH pearl 4 x 300g
CODICE ARTICOLO **Y900698**

879€* Disponibile anche
con attacco Kavo
~~1.671€*~~

* Connessione diretta
M4 e B2 non compresa



Facile rotazione di 360°

Perio-Mate

RIMOZIONE DEL BIOFILM

Connessione rapida ai più diffusi attacchi per turbina*
Per il trattamento di tasche periodontali e periimplantiti il manipolo ruota a 360°

• **1 ANNO di Garanzia**

Perio-Mate
Attacco NSK
CODICE ARTICOLO **Y1002654**



2° Manipolo
CODICE ARTICOLO **T1043010**



Perio-Mate Powder 2 x 160g
CODICE ARTICOLO **Y900938**

879€* Disponibile anche
con attacco Kavo
~~1.868€*~~

* Connessione diretta
M4 e B2 non compresa



Perio-Mate Powder

CODICE ARTICOLO **Y900938**

- Polvere per il trattamento subgengivale con dispositivi Air Polishing
- 2 flaconi da 160gr
- Diametro medio delle particelle di polvere 25 µm

Perio-Mate + Prophy-Mate neo

1.469€*
~~3.540€*~~

NSK Young Smilebox

IL KIT IDEALE PER IL TRATTAMENTO DELL'IGIENE ORALE

MODELLO **SMILEBOX**
CODICE ARTICOLO **S220001**

289€*
459€*



N.1 FX57m
manipolo
per profilassi (4:1)



59 ml soluzione
rilevatrice
2Tone™



N. 50 dischetti
assorbisaliva



N. 125 unità di pasta
lucidante alla menta,
sbiancante,
gluten-free



N. 144 coppette
lucidanti disegnate
per ottenere una facile
rimozione delle macchie

CONTRANGOLI RIDUZIONE 4:1



MODELLO **FX57m**
CODICE ARTICOLO **C1054**

- Contrangolo · Riduttore 4:1
- Corpo in Acciaio Inossidabile
- Con testina dimensionata per coppette e spazzolini

199€*
340€*



MODELLO **X55**
CODICE ARTICOLO **C618**

- Contrangolo Senza Luce Per OrthoStripping/Proxoshaping/Composhaping
- Riduttore 4:1
- Corpo in Titanio massiccio
- Spray singolo

469€*
730€*

ABLATORI AD ARIA

- Ablatore ad aria
- Corpo in Titanio DURACOAT
- Frequenza di oscillazione: 5.800~6.200 Hz
- Fibra ottica Cellulare
- Kit da 3 punte compreso (S1, S2 & S3)

MODELLO **S970L**
CODICE ARTICOLO **T1005**

- Con Luce

749€*
1.315€*

MODELLO **S970**
CODICE ARTICOLO **T1020**

- Senza Luce

589€*
1.079€*



MODELLO **S970KL** CODICE ARTICOLO **T1013**

- Ablatore ad aria
- Corpo in Titanio DURACOAT
- Frequenza di oscillazione: 5.800~6.200 Hz
- Fibra ottica Cellulare
- Connessione Attacco KaVo®
- Kit da 3 punte compreso (S1, S2 & S3)

799€*
1.437€*

FLASH pearl



- Polvere di bicarbonato di calcio per pulizia e rimozione profonda di macchie, placca e tartaro senza danneggiare la superficie dentale
- 4 flaconi da 300gr
- Diametro medio delle particelle di polvere 54 µm

MODELLO **FLASH pearl**
CODICE ARTICOLO **Y900698**

75€*
112€*

SOLUZIONI PER ICARE+

n.clean



CODICE ARTICOLO **ACL600**

Soluzione di pulizia e risciacquo, agisce come detergente e ha un effetto batteriostatico e fungistatico.

Confezione da 6 (500ml/cad)

185€*

n.cid



CODICE ARTICOLO **ACD600**

Soluzione di disinfezione ad effetto battericida, fungicida e virucida.

Confezione da 6 (500ml/cad)

197€*

Deflussori



I deflussori NSK sono specificatamente studiati per la pompa peristaltica dell'unità chirurgica Surgic Pro e Surgic Pro+: si inseriscono perfettamente nel condotto per l'irrigazione esterna del manipolo e non mettono sotto sforzo la pompa, né la fanno surriscaldare compromettendola.

Utilizza sempre i ricambi originali NSK per prolungare la vita dei tuoi strumenti!

CODICE ARTICOLO **Y900113**

Confezione da 5 pezzi.

80€*

Pico bur

NSK ha sviluppato delle speciali frese dal gambo ultra corto, ideali per l'utilizzo con le turbine S-Max pico. Queste frese di elevata precisione sono concentriche, durevoli e ottimizzano le prestazioni delle turbine S-Max pico.



A partire da **46€*** Cad.



DaTe

Vuoi scegliere gli strumenti giusti per il tuo stile di lavoro?

Affidati al servizio DaTe di NSK Dental Italy!
Veniamo a trovarti in studio per una consulenza gratuita
e un'offerta su misura.

Stai pensando di rinnovare o integrare il parco strumenti del tuo studio? Devi allestire una nuova postazione? Vuoi conoscere i manipoli e le più recenti innovazioni sviluppate da NSK parlando con chi li conosce perfettamente e può darti un consiglio qualificato? Se la risposta ad almeno una di queste domande è affermativa, non ti resta che scegliere il nuovo servizio NSK DaTe: dialogando in studio con uno dei nostri consulenti, potrai trovare risposte su misura alle tue esigenze e al tuo stile di lavoro.



Prenota il tuo appuntamento in studio
con un consulente NSK Dental Italy



Scopri come allestire, integrare
o aggiornare la tua strumentazione



Ricevi un'offerta personalizzata
sulle tue specifiche esigenze

@ CONTATTACI

NSK

La consulenza su misura

Scegliere gli strumenti di lavoro, per un dentista, non è solo una questione di tecnologia e prezzo: a parità di prestazioni, spesso si tratta di trovare quelli più adatti alle sue specifiche esigenze. Per questo, c'è il nuovo servizio NSK DaTe.

Varios Combi Pro iPiezo engine®



DISPOSITIVO DI IGIENE
PER ULTRASUONI/AIR POLISHING
PER TRATTAMENTI DI PROFILASSI

CODICE ARTICOLO **Y1002843**

Il dispositivo è composto da:

- Prophy-System - Include manipo con puntale a 60° per profilassi supragengivale
- Polvere FLASH pearl (5 buste da 15 g)
- Ultrasuoni - Include manipo d ultrasuoni Varios2 LUX con luce LED
- Tre punte: G4, G6, G8
- Controllo a pedale multifunzione
- Unità di comando
- **1 ANNO di Garanzia**

4.499€*
7.860*



KIT PERIO E ULTERIORE
2° MANIPOLO INCLUSI



Kit Perio

TRATTAMENTO PERIODONTALE
SUBGENGIVALE

CODICE ARTICOLO **Y1003042**

Si compone di:

- Manipolo per igiene periodontale
- Serbatoio di polvere
- Per connessione con Vario Combi Pro
- Punte Perio-Mate (40 punte confezionate sterili)
- Polvere Perio-Mate (1 flacone da 160g)

1.034€*
Valore di listino

Varios2 Lux

ABLATORE MULTIFUNZIONALE
AD ULTRASUONI

CODICE ARTICOLO **E351050**

- Doppia luce LED
- Motore iPiezo Engine®
- Vasta gamma di punte per diverse applicazioni
- Per connessione con Vario Combi Pro

964€*
Valore di listino



Varios 970 **LED**



MODELLO **Varios 970 LED**
CODICE ARTICOLO **Y1001168**

- Sistema Multifunzionale ad Ultrasuoni
- Con Luce LED
- **1 ANNO di Garanzia**

1.699€*
2.803*

MODELLO **Varios 970**
CODICE ARTICOLO **Y1001175**

- Sistema Multifunzionale ad Ultrasuoni
- Senza Luce
- **1 ANNO di Garanzia**

1.579€*
2.419*

Varios 570 **LED**

MODELLO **Varios 570 LED** CODICE ARTICOLO **Y1001273**

- Tre modalità di potenza selezionabili in base all'applicazione desiderata:

G · Generale
E · Endondonzia
P · Perio

- Ablatore ad Ultrasuoni
- Con Luce LED
- **1 ANNO di Garanzia**

999€*
1.896*



Varios 370

MODELLO **Varios 370** CODICE ARTICOLO **Y1001340**

- Facile da utilizzare si adatta a molteplici applicazioni cliniche:

G · Generale
E · Endondonzia
P · Perio

- Ablatore ad Ultrasuoni
- Senza Luce
- **1 ANNO di Garanzia**

779€*
1.243*

MULTIFUNZIONALE
PORTATILE



iProphy

MANIPOLO CORDLESS
PER PROFILASSI

Contiene:

- Motore iProphy
- Testina iFX57
- Porta Manipolo
- Adattatore AC
- Ugello Spray di tipo F

MODELLO **iProphy Set Completo**
CODICE ARTICOLO **Y1500015**

819€*
1.425€*



Kit Endodonzia 1

- +** iPex II REF. Y1002208
- +** Endo-Mate DT2 REF. Y1004230
- +** MPAS-F20R REF. Y110046

1.789€*
3.354€*



Kit Endodonzia 2

- +** iPex II REF. Y1002208
- +** Endo-Mate TC2 MPA REF. Y1001028

1.769€*
2.861€*



iPex II

LOCALIZZATORE APICALE AVANZATO

CODICE ARTICOLO **Y1002208**

- Processore SmartLogic di nuova generazione
- Tre segnali acustici di avviso secondo la posizione della lima nel condotto radicolare
- Grande Display LCD a tre colori

659€*
1.126€*



Endo-Mate DT2

MICROMOTORE PER ENDODONZIA

CODICE ARTICOLO **Y1004230**

- Selezione di 9 programmi regolabili
- Manipolo leggero e confortevole
- Controllo del Torque da 0,1 a 6,5 Ncm
- Grande Display LCD
- Funzione auto-reverse
- **1 ANNO di Garanzia**

899€*
1.735€*



Endo-Mate TC2

MICROMOTORE PER ENDODONZIA

CODICE ARTICOLO **Y1001027**

- Cordless
- 5 programmi per diversi tipi di lime
- Controllo del Torque
- Funzione auto-reverse con segnale acustico
- **1 ANNO di Garanzia**

979€*
1.602€*



Il nuovo Surgic Pro2

MICROMOTORE CHIRURGICO PER IMPLANTOLOGIA

Il set completo Surgic Pro2 include:

- Unità di controllo
- Micromotore SGL80M con LED (Surgic Pro OPT) o micromotore SG80M senza luce (Surgic Pro NON-OPT)
- Pedale di controllo wireless
- Manipolo con luce X-SG20L (Surgic Pro OPT) o manipolo SG20 senza luce (Surgic Pro NON-OPT), rapporto di riduzione 20: 1
- Tubo di irrigazione (Conf. da 3 pz)



MODELLO **Surgic Pro2 OPT**
CODICE ARTICOLO **Y1004195**

4.329€*
6.059€*

MODELLO **Surgic Pro2 NON-OPT**
CODICE ARTICOLO **Y1004196**

3.299€*
4.589€*

Operatività, sicurezza, espandibilità wireless: questi sono i punti cruciali in cui il nuovo Surgic Pro2 fa la differenza.

Il micromotore chirurgico NSK rappresenta un'innovazione straordinaria, progettata per dare ai professionisti un dispositivo in grado di garantire un'esperienza di lavoro più efficace, affidabile e confortevole.

Ci sono tante buone ragioni per scegliere Surgic Pro2 – il progresso intelligente, l'evoluzione del trattamento implantare.



1 Migliore operatività grazie al nuovo motore più compatto e al bilanciamento spostato più vicino alla testa del manipolo: più comfort, meno stress.



2 Display sicuro con sensibilità regolabile facile da pulire grazie allo schermo piatto e al pannello tattile intelligente, regolabile per avere una maggiore sensibilità quando si usano guanti e teli chirurgici.



3 Ottima visibilità grazie all'ampio display LCD ad alto contrasto retroilluminato, con icone estremamente intuitive. La luminosità del display può essere regolata, scegliendo tra i 10 livelli di intensità disponibili.



4 Luce LED ad alta risoluzione per permettervi di vedere il sangue e le gengive come se fossero illuminati naturalmente e quindi darvi una maggiore visibilità durante il trattamento, generando una quantità minima di calore.



5 Silenzioso e fluido grazie alla pompa di irrigazione, che fornisce un flusso costante e regolare ed è perfettamente inserita nel design compatto.



6 Massima precisione di coppia resa possibile dal sistema ottimizzato di calibrazione AHC: massima sicurezza contro il superamento del torque durante il caricamento dell'impianto.



7 Prevedibilità e controllo grazie al grafico del torque e al dialogo con Osseo 100+ per decidere in totale sicurezza quando caricare l'impianto, in particolare se il tempo di trattamento è ridotto.



8 Espandibilità wireless con la connessione a più dispositivi, come VarioSurg3, Osseo 100+, il comando a pedale wireless e l'iPad, per ampliare notevolmente l'ambito del trattamento implantare.

Surgic Pro2 **LED**

CODICE ARTICOLO **Y1004195**
• Include Micromotore **SGL80M**

5.329€*
9.259€*



Dispositivo di monitoraggio dell'osteointegrazione
Osseo100+
CODICE ARTICOLO **Y1004176**

Surgic Pro2

CODICE ARTICOLO **Y1004196**
• Include Micromotore **SG80M**

4.299€*
7.789€*



Dispositivo di monitoraggio dell'osteointegrazione
Osseo100+
CODICE ARTICOLO **Y1004176**

MIGLIORE OPERABILITÀ CON UN NUOVO MOTORE PIÙ COMPATTO

SGL80M **LED**

CODICE ARTICOLO **Y1004211**



1.459€*
2.699€*

SG80M

CODICE ARTICOLO **Y1004212**



1.099€*
1.799€*

SP2

VALIGETTA TRASPORTO



CODICE ARTICOLO **Y1004219**

310€*
567€*



Surgic Pro2 rappresenta uno strumento fondamentale per la moderna chirurgia implantare. Oggi è possibile, attraverso procedure chirurgiche e protesiche, assecondare le richieste sempre più crescenti dei pazienti di sostituire denti naturali compromessi con l'implantologia a carico immediato. Per un intervento di successo sono richiesti adeguati valori di stabilità primaria degli impianti, valutabili mediante la misurazione del Torque di inserimento implantare e l'analisi dell'ISQ (Implant Stability Quotient). Grazie all'espandibilità wireless, Surgic Pro2 permette di registrare l'intera fase chirurgica su iPad in un unico documento PDF immutabile da aggiungere alla cartella clinica del paziente.

Dr. Giuseppe Bavetta



Surgic Pro

MICROMOTORE PER IMPLANTOLOGIA

Compatto e leggero, il micromotore per implantologia garantisce al tempo stesso grande potenza (fino a 80 Ncm) e massima precisione, grazie all'avanzato sistema di calibrazione del Torque.



MAGGIORE POTENZA FINO A 80 Ncm

OPZIONE 1

Surgic Pro **LED**

- CODICE PRODOTTO **Y1003586**
- Include micromotore **SGL70M**
 - Include contrangolo **X-SG20L**

3.869€*

8.557€*



2 contrangoli aggiuntivi **X-SG20L**

CODICE PRODOTTO **C1003**

- Con Luce
- Riduttore 20:1

OPZIONE 2

Surgic Pro **LED**

- CODICE PRODOTTO **Y1003586**
- Include micromotore **SGL70M**
 - Include contrangolo **X-SG20L**

3.869€*

7.645€*



Avvitatore protesico
cordless
iSD90

CODICE PRODOTTO **Y1001358**

OPZIONE 3

Surgic Pro

- CODICE PRODOTTO **Y1003587**
- Include micromotore **SG70M**
 - Include contrangolo **SG20**

3.099€*

6.314€*



2 contrangoli aggiuntivi **SG20**

CODICE PRODOTTO **C1010**

- Senza Luce
- Riduttore 20:1

OPZIONE 4

Surgic Pro

- CODICE PRODOTTO **Y1003587**
- Include micromotore **SG70M**
 - Include contrangolo **SG20**

3.099€*

6.266€*



Avvitatore protesico
cordless
iSD90

CODICE PRODOTTO **Y1001358**

Osseo 100

LA STABILITÀ DELL'IMPIANTO, SENZA DUBBI

Osseo 100 misura la stabilità dell'impianto (valore ISQ) e l'osteointegrazione, permettendo di decidere in modo preciso e non invasivo quando caricare l'impianto. Una decisione particolarmente importante quando si tratta di utilizzare protocolli che prevedono trattamenti a tempo limitato e con pazienti ad alto rischio.

- Alimentazione: 5VDC, 1 VA
- Alimentazione carica batteria: 100-240 VAC, 5VA
- Peso strumento: 100g
- Tempo di ricarica completa della batteria: circa 3 ore.*
- Tempo di utilizzo continuo della batteria: circa 1 ora.*

*Dipende dalle condizioni dell'utilizzo



1.490€*
2.800€*

MODELLO **Osseo 100**
CODICE ARTICOLO **Y1004175**

Contenuto:

- Dispositivo Osseo 100
- Driver MultiPeg
- Adattatore e spine di rete MultiPeg™ non incluso, venduto separatamente.

Osseo 100+

QUANDO SI È CONNESSI A SURGIC PRO2, IL VALORE ISQ VIENE TRASMESSO AUTOMATICAMENTE. LA CONNESSIONE BLUETOOTH® GARANTISCE CHE LE PROCEDURE CLINICHE NON VERRANNO INTERROTTE.

MODELLO **Osseo 100+**
CODICE ARTICOLO **Y1004176**

2.490€*
3.200€*



MulTipeg™ RIUTILIZZABILE



- Per tutti i principali sistemi di impianto*
- Rispetta i tessuti, in titanio resistente
- Autoclavabile circa 20 volte
- Adattamento ottimale alla piattaforma
- Calibrazione secondo lo standard ISQ

* Sono disponibili diverse varianti di MulTipeg™ per adattarsi ai diversi sistemi e tipi di impianto.

MODELLO **MulTipeg**
32€*
60€*

VarioSurg3

iPiezo engine®



SISTEMA DI CHIRURGIA
AD ULTRASUONI

MODELLO **VarioSurg3** CODICE ARTICOLO **Y1002726**

4.999€*
10.838€*

- Applicazioni: Chirurgia Ossea · Rialzo del Seno
Chirurgia Periodontale · Chirurgia Endodontica
- Tre modalità: Chirurgia, Endodonzia, Periodonzia (9 programmi)
- Modalità Burst selezionabile
- Intensità di LED regolabile
- Funzione autopulizia
- Funzione di retroalimentazione
- **1 ANNO di Garanzia**



CON DOPPIA LUCE **LED**



Compreso:

- Kit Base
- H-SG1
- SG3
- SG5
- SG6D
- SG7D
- SG11



2° MANIPOLO CON CAVO COMPRESO:



Manipolo con cavo
VarioSurg3
REF. **E1133**

ISD900

AVVITATORE PROTESICO CORDLESS

CODICE ARTICOLO **Y1001358**

- Compatibile con i principali sistemi implantari
- Velocità di 15, 20 o 25 rpm⁻¹
- Calibrazione del Torque (TCS)
- **1 ANNO di Garanzia**
- Intervallo Torque tra 10 e 40 Ncm

1.290€*
1.852€*



L'ISD900 di NSK è uno di quegli strumenti che non dovrebbe mai mancare in uno studio dentistico, soprattutto per chi si occupa quotidianamente di implantologia. Grazie a questo strumento, infatti, riesco ad avvitare o svitare componenti protesiche implantari quali viti passanti o pilastri di guarigione, stabilendo con assoluta precisione il Torque di avvitamento, anche in zone inaccessibili del cavo orale e in pazienti con aperture limitate della bocca. Inoltre, l'ISD900 mi consente anche di inserire gli impianti ortodontici senza la necessità di montare il motore chirurgico. Insomma, lo trovo davvero utile, anzi indispensabile.

Dr. Roberto Luongo



CONTRANGOLI RIDUZIONE 20:1



MODELLO **SG20**
C.A. **C1010**

- Senza Luce
- Riduttore 20:1
- **1 ANNO di Garanzia**

639€*
950€*



MODELLO **X-SG20L**
C.A. **C1003**

- Con Luce
- Riduttore 20:1
- **1 ANNO di Garanzia**

899€*
1.382€*



MODELLO **SGMS-ER20i**
C.A. **Y110147**

- Senza Luce
- Riduttore 20:1

530€*
849€*

SMONTABILE

MODELLO **X-DSG20L**
C.A. **C1068**

- Con Luce
- Riduttore 20:1
- **1 ANNO di Garanzia**

999€*
1.486€*



MODELLO **X-DSG20**
C.A. **C1067**

- Senza Luce
- **1 ANNO di Garanzia**

829€*
1.207€*

MOLTIPLICATORE 1:3

MODELLO **X-SG93L**
C.A. **C1004**

- Con Luce
- Moltiplicatore 1:3
- **1 ANNO di Garanzia**

999€*
1.388€*



MODELLO **X-SG93**
C.A. **C1007**

- Senza Luce
- Moltiplicatore 1:3
- **1 ANNO di Garanzia**

799€*
1.080€*

ALTA VELOCITÀ

MODELLO **Z-SG45L**
C.A. **C1107**

- Con Luce
- Moltiplicatore 1:3
- Spray triplo
- **1 ANNO di Garanzia**

849€*
1.352€*



MODELLO **Z-SG45**
C.A. **C1108**

- Senza Luce
- **1 ANNO di Garanzia**

729€*
1.157€*



- Con Luce
- Potenza: 21 W, Velocità: 380,000~450,000 min⁻¹, Misura testina: ø11.2 x H13.5 mm
- Per frese FG extra lunghe (25 mm)
- Corpo in Titanio con trattamento DURACOAT resistente ai graffi
- Testina 45°
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in Ceramica
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Triplo spray
- **2 ANNI di Garanzia**

MODELLO **X450L**
C.A. **P1078**

629€*
994€*

MANIPOLI DIRITTI

- MOD. **X-SG65L**
C.A. **H1009**
- Con Luce
 - Rapporto 1:1
 - **1 ANNO di Garanzia**
- 889€***
1.130€*



- MOD. **X-SG65**
C.A. **H1038**
- Senza Luce
 - **1 ANNO di Garanzia**
- 509€***
674€*



- MOD. **SGS-ES**
C.A. **H264**
- Senza Luce
 - Rapporto 1:1
 - **1 ANNO di Garanzia**
- 399€***
557€*

SGX-E20R

MANIPOLO NSK PER GLI IMPIANTI ZIGOMATICI E PTERIGOIDEI

SGX-E20R può rendere il vostro trattamento implantare più facile ed efficiente. Rispetto ad un contrangolo chirurgico convenzionale, SGX-E20R ha un'angolazione specifica che ottimizza l'accesso all'osso zigomatico e pterigoideo e migliora notevolmente la visibilità.


- Riduttore 20:1
- Corpo in acciaio inossidabile
- Max velocità: 2,000 min⁻¹
- Max Torque: 50 Ncm
- Mandrino a rotazione
- Manipolo angolare
- Raffreddamento esterno
- Per preparazione osteotomica/inserimento di impianti zigomatici e pterigoidei per maxillofacciale/chirurgia orale
- **1 ANNO di Garanzia**

MODELLO **SGX-E20R**
C.A. **HA1200001**

1.199€*
1.655€*



Raffreddamento efficiente grazie all'irrigazione esterna

L'irrigazione esterna di SGX-E20R permette di raffreddare efficacemente il campo operatorio e la fresa durante i trattamenti.



Sistema di sigillatura

Grazie al sistema di sigillatura si previene l'ingresso di contaminanti nello strumento, rendendo la decontaminazione più facile e prolungando così la vita dello strumento stesso.



iCare

LAVAGGIO E LUBRIFICAZIONE AUTOMATICI

iCare è il tuo alleato per la manutenzione degli strumenti rotanti. Facile da utilizzare, garantisce un efficace trattamento di pulizia e lubrificazione della manipoleria in modo automatico e completo. Inoltre, grazie al suo design compatto ed elegante, iCare si adatta perfettamente ad ogni studio.

- Capacità per quattro strumenti:
 - 2 turbine
 - 2 connessioni Intra
- **1 ANNO di Garanzia**

MODELLO **iCare C2**
CODICE ARTICOLO **Y1002787**

1.559€*
3.915€*



SE ACQUISTI ICARE PUOI AVERE AD UN PREZZO SPECIALE UNO DEI SEGUENTI PRODOTTI



Turbina
MODELLO **M900L**
C.A. **P1254**

320€*
950€*



Turbina
MODELLO **M25L**
C.A. **C1024**

355€*
825€*

**2 adattatori
a scelta**

160€*
292€*

PANA SPRAY Plus

LUBRIFICA E DETERGI ALLO STESSO TEMPO I TUOI MANIPOLI CON PANA SPRAY PLUS.

PANA SPRAY Plus è un lubrificante a base alcolica appositamente formulato per manipoli ad alta e bassa velocità, inclusi motori pneumatici e accessori. Ti consigliamo di applicare sempre PANA SPRAY Plus per prolungare la vita del manipolo e migliorarne le prestazioni. Utilizzalo prima di ogni procedura di sterilizzazione in autoclave.

PANA SPRAY Plus 500 ml
CODICE ARTICOLO **Y900630**

- confezione da 6 x 500 ml

110€*
155€*



Se il futuro fosse un'autoclave
sarebbe N1clave.



ACQUISTA
N1CLAVE
A CONDIZIONI
AGEVOLATE
ENTRO IL
31 DICEMBRE
2022

50%

SE ACQUISTI
NEL 2021

Investimento 2021
(ovvero entro il 30/06/2022
con ordine e acconto 20%
entro 2021)

40%

SE ACQUISTI
NEL 2022

Investimento 2022
(ovvero entro il 30/06/2023
con ordine e acconto 20%
entro 2022)

Con N1clave, vivi la user-experience di un dispositivo tecnologico di ultima generazione e hai tutti i vantaggi di una connettività evoluta, per la prima volta al servizio della sterilizzazione: la piattaforma Web Client, gratis per il primo anno, rende N1clave un'autoclave davvero 4.0.

QUALI SONO I VANTAGGI DEL WEB CLIENT?

Piattaforma cloud

Traccia e archivia i cicli di sterilizzazione in totale sicurezza, senza limiti di spazio.

Crittografia dei dati

Scarica tutti i dati dei cicli in formato PDF o con certificato digitale crittografato.

Controllo remoto dell'autoclave

Verifica lo stato dell'autoclave e ricevi comunicazioni e alert sulla manutenzione ordinaria e straordinaria. Aggiornamento software automatico

Credito d'imposta

Acquista N1clave a condizioni agevolate, grazie alla connettività evoluta del Web Client che rende l'autoclave un dispositivo Industria 4.0.

6 brevetti internazionali registrati.
Disponibile in 5 versioni, da 6 a 10 kg di carico utile.

Sterilizzazione 4.0

Molto più di un'autoclave. N1clave è una sintesi innovativa di tutto quello che cerchi in un dispositivo contemporaneo: prestazioni, connettività evoluta e autentico rispetto per l'ambiente.


Ultimate XL Torque

MICROMOTORE AD INDUZIONE

CODICE ARTICOLO **Y141471**

- Torque potente e stabile di 8,7 Ncm
- Velocità: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 215gr (senza cavo)
- **1 ANNO di Garanzia**

1.279€*
2.181€*




Ultimate XL Compact

MICROMOTORE AD INDUZIONE

CODICE ARTICOLO **Y141472**

- Torque potente e stabile di 6,0 Ncm
- Velocità: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 181gr (senza cavo)
- **1 ANNO di Garanzia**

1.079€*
2.181€*



Presto II

TURBINA SENZA LUBRIFICAZIONE

CODICE ARTICOLO **Y150022**

- Velocità: 320.000 min⁻¹
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere
- **1 ANNO di Garanzia**



599€*
1.061€*

Volvere i7

MICROMOTORE STANDARD

CODICE ARTICOLO **Y1002890**

- Torque potente e stabile di 4,1 Ncm
- Velocità: 1.000~35.000 min⁻¹
- **1 ANNO di Garanzia**



899€*
1.572€*

PRESTO AQUA II

TURBINA CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

CODICE ARTICOLO **Y150023**

- Velocità: 320.000 min⁻¹
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere
- **1 ANNO di Garanzia**



1.199€*
2.120€*

PRESTO AQUA LUX

TURBINA CON LUCE E RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

CODICE ARTICOLO **Y1001151**

- Velocità: 320.000 min⁻¹
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere
- **1 ANNO di Garanzia**



1.559€*
2.772€*

NSK

**SERVIZIO AFTER SALES UFFICIALE
NSK DENTAL ITALY**



VICINO, VELOCE, EFFICIENTE

La qualità della tecnologia NSK, leader mondiale nella produzione di strumenti rotanti, è indiscussa. Il servizio di assistenza After Sales di NSK Dental Italy è stato pensato e organizzato per essere la naturale continuazione di quella eccellenza e consentire ai professionisti del settore di vedere tutta l'efficienza di turbine e contrangoli conservata nel tempo: ogni intervento di manutenzione viene gestito da un team interno di tecnici esperti, che utilizzano solo pezzi originali, con un flusso di lavoro che garantisce tempestività ed efficienza.

Il servizio fa la differenza

La stessa qualità e la stessa cura che ogni professionista riconosce nei prodotti NSK si ritrova nel servizio di assistenza ufficiale di NSK Dental Italy.

ASSISTENZA TECNICA NSK DENTAL ITALY

SCOPRI IL NOSTRO SERVIZIO AFTER SALES!



Piergiuseppe Vesentini
Dental Tech. Advisor & Coordinator
 email: service@nsk-italy.it
 tel.: 0445 820070
 Mob. 345 8684801



Michela Raisa
Technical Customer Service
 email: service@nsk-italy.it
 tel.: 0445 820070



PER ORDINI DI ACQUISTO VI PREGHIAMO DI CONTATTARE LA RETE DEI DISTRIBUTORI NSK



Alessandro Scarpati
Director
 alessandro.scarpati@nsk-italy.it



Leo Altamura
 Piemonte, Lombardia,
 Liguria, Valle d'Aosta
Area manager & National key account
 leo.altamura@nsk-italy.it
 328 7993824



Michele Latorre
 Lazio, Umbria, Marche,
 Toscana, Sardegna
Area Manager
 michele.latorre@nsk-italy.it
 345 7935429



Roberto Lipari
 Centro e Sud Italia
Supervisor & Key account
 roberto.lipari@nsk-italy.it
 349 7320628



Mario Scialò
 Sicilia, Calabria, Molise
Area Manager
 mario.scialo@nsk-italy.it
 334 1111877



Massimiliano Spiazzi
 Veneto, Friuli, Emilia Romagna,
 Trentino Alto Adige
Area Manager & Special Market
 massimiliano.spiazzi@nsk-italy.it
 348 6134225



Daniele Mangano
 Campania, Puglia,
 Basilicata, Abruzzo
Area Manager
 daniele.mangano@nsk-italy.it
 346 3841235



CA3000 v09.21 IT
 * Offerte valide dal 01 settembre al 31 dicembre 2021 salvo esaurimento scorte e salvo errori e/o omissioni di stampa, i prezzi si intendono IVA esclusa. Le offerte sono acquistabili presso la rete di distribuzione di NSK Dental Italy s.r.l.

